

— ABLYBIO, Help Your Research



PPAR- γ Rabbit mAb

货号: **AA1787**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:500-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	58kD
实测分子量	53kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.789.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	PPARG;Peroxisome proliferator-activated receptor gamma;PPARG;NR1C3;Peroxisome proliferator-activated receptor gamma;PPAR-gamma;Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3
Swiss	
别名	PPARG;Peroxisome proliferator-activated receptor gamma;PPARG;NR1C3;Peroxisome proliferator-activated receptor gamma;PPAR-gamma;Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)