

— ABLYBIO, Help Your Research



Histone H2A.Z Rabbit mAb

货号: **AA1823**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA CHIP Cut&Tag
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200 CHIP: 1:50-1:100 Cut&Tag: 1:50-1:100
理论分子量	14kD
实测分子量	14kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.825.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	H2AFZ H2AZ;Histone H2A.Z (H2A/z);Histone H2A.Z;H2A/z;
Swiss	
别名	H2AFZ H2AZ;Histone H2A.Z (H2A/z);Histone H2A.Z;H2A/z;

产品验证**实验步骤**

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)