

— ABLYBIO, Help Your Research



SERCA2 Rabbit mAb

货号: **AA1825**

产品信息

| | |
|-------|--|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF ELISA |
| 推荐浓度 | IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 |
| 理论分子量 | 115kD |
| 实测分子量 | 140kD |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.827. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | |
| 基因名 | ATP2A2;Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2;ATP2A2;ATP2B;Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2;SERCA2;SR Ca;2+;-ATPase 2;Calcium pump 2;Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletal muscle isoform;Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca;2+;ATPase |
| Swiss | |
| 别名 | ATP2A2;Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2;ATP2A2;ATP2B;Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2;SERCA2;SR Ca;2+;-ATPase 2;Calcium pump 2;Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletal muscle isoform;Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca;2+;ATPase |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)