

— ABLYBIO, Help Your Research



Nur77 Rabbit mAb

货号: **AA Y1844**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	65kD
实测分子量	65kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.846.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	NR4A1;Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1;NR4A1;GFRP1;HMR;NAK1;Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1;Early response protein NAK1;Nuclear hormone receptor NUR/77;Nur77;Orphan nuclear receptor HMR;Orphan nuclear receptor TR3;ST-59;Testicular receptor 3
Swiss	
别名	NR4A1;Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1;NR4A1;GFRP1;HMR;NAK1;Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1;Early response protein NAK1;Nuclear hormone receptor NUR/77;Nur77;Orphan nuclear receptor HMR;Orphan nuclear receptor TR3;ST-59;Testicular receptor 3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)