

— ABLYBIO, Help Your Research



# Aurora C Rabbit mAb

货号: **AA1865**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500-1:2000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	36kD
实测分子量	36kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.867.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	AURKC;Serine/threonine-protein kinase 13/Aurora kinase C;AIE2;AIK3;AIRK3;ARK3;STK13;Aurora kinase C; Aurora 3;Aurora/IPL1 related kinase 3;ARK 3;Aurora related kinase 3;Serine/threonine protein kinase 13;A urora/IPL1related kinase 3;Aurorarelated kinase 3;Serine/threonineprotein kinase 13;Serine/threonineprot ein kinase auroraC;
Swiss	
别名	AURKC;Serine/threonine-protein kinase 13/Aurora kinase C;AIE2;AIK3;AIRK3;ARK3;STK13;Aurora kinase C; Aurora 3;Aurora/IPL1 related kinase 3;ARK 3;Aurora related kinase 3;Serine/threonine protein kinase 13;A urora/IPL1related kinase 3;Aurorarelated kinase 3;Serine/threonineprotein kinase 13;Serine/threonineprot ein kinase auroraC;

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)