

— ABLYBIO, Help Your Research



# PDX1 Rabbit mAb

货号: **AA1877**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human,Mouse,Rat   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB IHC IF IP ELISA  |
| 推荐浓度  | <b>IHC:</b> 1:100-1:500<br><b>WB:</b> 1:500-1:20000<br><b>IF:</b> 1:200-1:1000<br><b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000<br><b>IP:</b> 1:50-1:200 |
| 理论分子量 | 31kD  |
| 实测分子量 | 42kD  |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.879.   |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  |   |
| 细胞定位  |   |
| 纯化    |   |

## 抗原信息

|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|       |   |
|-------|---|
| 研究背景  |   |
| 基因ID  |   |
| 基因名   | PDX1;Pancreas/duodenum homeobox protein 1;PDX1;IPF1;Pancreas/duodenum homeobox protein 1;PDX-1;Glucose-sensitive factor;GSF;Insulin promoter factor 1;IPF-1;Insulin upstream factor 1;IUF-1;Islet/duodenum homeobox-1;IDX-1;Somatostatin-transactivating factor 1;STF-1 |
| Swiss |   |
| 别名    | PDX1;Pancreas/duodenum homeobox protein 1;PDX1;IPF1;Pancreas/duodenum homeobox protein 1;PDX-1;Glucose-sensitive factor;GSF;Insulin promoter factor 1;IPF-1;Insulin upstream factor 1;IUF-1;Islet/duodenum homeobox-1;IDX-1;Somatostatin-transactivating factor 1;STF-1 |

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)