

— ABLYBIO, Help Your Research



EHMT2 Rabbit mAb

货号: **AA1878**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF IP ELISA |
| 推荐浓度 | IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200 |
| 理论分子量 | 132kD |
| 实测分子量 | 180kD |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.880. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|---|
| 研究背景 | |
| 基因ID | |
| 基因名 | EHMT2 BAT8 C6orf30 G9A KMT1C NG36;Histone-lysine N-methyltransferase EHMT2 (Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2) (HLA-B-associated transcript 8) (Histone H3-K9 methyltransferase 3) (H3-K9-HMTase 3) (Lysine N-methyltransferase 1C) (Protein G9a); |
| Swiss | |
| 别名 | EHMT2 BAT8 C6orf30 G9A KMT1C NG36;Histone-lysine N-methyltransferase EHMT2 (Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2) (HLA-B-associated transcript 8) (Histone H3-K9 methyltransferase 3) (H3-K9-HMTase 3) (Lysine N-methyltransferase 1C) (Protein G9a); |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)