

— ABLYBIO, Help Your Research



SOCS-3 Rabbit mAb

货号: **AA1888**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	25kD
实测分子量	26kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.890.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	SOCS3 CIS3 SSI3;Suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS-3) (Cytokine-inducible SH2 protein 3) (CIS-3) (STAT-induced STAT inhibitor 3) (SSI-3);SOCS3;CIS3;SSI3;Suppressor of cytokine signaling 3;SOCS-3;Cytokine-inducible SH2 protein 3;CIS-3;STAT-induced STAT inhibitor 3;SSI-3
Swiss	
别名	SOCS3 CIS3 SSI3;Suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS-3) (Cytokine-inducible SH2 protein 3) (CIS-3) (STAT-induced STAT inhibitor 3) (SSI-3);SOCS3;CIS3;SSI3;Suppressor of cytokine signaling 3;SOCS-3;Cytokine-inducible SH2 protein 3;CIS-3;STAT-induced STAT inhibitor 3;SSI-3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)