

— ABLYBIO, Help Your Research



# Perforin Rabbit mAb

货号: **AA1901**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF IP ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000 <b>IP:</b> 1:50-1:200
理论分子量	62kD
实测分子量	62kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.903.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	PRF1;Perforin-1;Cytolysin;FLH2;HPLH2;Lymphocyte pore-forming protein;P1;PERF_HUMAN;perforin 1;pore forming protein;Perforin 1;Perforin-1;PFP;PGFL;PIGF;PIGF-2;PLGF;Pore forming protein;prf1;SHGC-10760
Swiss	
别名	PRF1;Perforin-1;Cytolysin;FLH2;HPLH2;Lymphocyte pore-forming protein;P1;PERF_HUMAN;perforin 1;pore forming protein;Perforin 1;Perforin-1;PFP;PGFL;PIGF;PIGF-2;PLGF;Pore forming protein;prf1;SHGC-10760

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)