

— ABLYBIO, Help Your Research



# AP-2 $\gamma$ Rabbit mAb

货号: **AA1927**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1:1000 <b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	49kD
实测分子量	49kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.929.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	TFAP2C;Transcription factor AP-2 gamma;TFAP2C;Transcription factor AP-2 gamma;AP2-gamma;Activating enhancer-binding protein 2 gamma;Transcription factor ERF-1
Swiss	
别名	TFAP2C;Transcription factor AP-2 gamma;TFAP2C;Transcription factor AP-2 gamma;AP2-gamma;Activating enhancer-binding protein 2 gamma;Transcription factor ERF-1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)