

— ABLYBIO, Help Your Research



OGT Rabbit mAb

货号: **AA1932**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	117kD
实测分子量	117kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.934.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	OGT;UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit (O-GlcNAc transferase subunit p110) (O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit) (OGT);UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit;O-GlcNAc transferase subunit p110;O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit;OGT;
Swiss	
别名	OGT;UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit (O-GlcNAc transferase subunit p110) (O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit) (OGT);UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit;O-GlcNAc transferase subunit p110;O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit;OGT;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)