

— ABLYBIO, Help Your Research



PLC γ 2 (Phospho Tyr1217) Rabbit mAb

货号: **AA1955**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	148kD
实测分子量	150kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.957.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	PLCG2;1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2;PLCG2;1-phosphatidylinositol 4;5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2;Phosphoinositide phospholipase C-gamma-2;Phospholipase C-IV;PLC-IV;Phospholipase C-gamma-2;PLC-gamma-2
Swiss	
别名	PLCG2;1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2;PLCG2;1-phosphatidylinositol 4;5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2;Phosphoinositide phospholipase C-gamma-2;Phospholipase C-IV;PLC-IV;Phospholipase C-gamma-2;PLC-gamma-2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)