

— ABLYBIO, Help Your Research



GCN5 Rabbit mAb

货号: **AA Y2009**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF IP ELISA
推荐浓度	WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	94kD
实测分子量	94kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1011.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	KAT2A;Histone acetyltransferase KAT2A;KAT2A;GCN5;GCN5L2;HGCN5;Histone acetyltransferase KAT2A;General control of amino acid synthesis protein 5-like 2;Histone acetyltransferase GCN5;HsGCN5;Lysine acetyltransferase 2A;STAF97
Swiss	
别名	KAT2A;Histone acetyltransferase KAT2A;KAT2A;GCN5;GCN5L2;HGCN5;Histone acetyltransferase KAT2A;General control of amino acid synthesis protein 5-like 2;Histone acetyltransferase GCN5;HsGCN5;Lysine acetyltransferase 2A;STAF97

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)