

— ABLYBIO, Help Your Research



YY1 Rabbit mAb

货号: **AA2020**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:500-1:2000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	45kD
实测分子量	65kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1022.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	YY1 INO80S;Transcriptional repressor protein YY1 (Delta transcription factor) (INO80 complex subunit S) (NF-E1) (Yin and yang 1) (YY-1);TYY1;Transcriptional repressor protein YY1;Delta transcription factor;INO80 complex subunit S;NF-E1;Yin and yang 1;YY-1;
Swiss	
别名	YY1 INO80S;Transcriptional repressor protein YY1 (Delta transcription factor) (INO80 complex subunit S) (NF-E1) (Yin and yang 1) (YY-1);TYY1;Transcriptional repressor protein YY1;Delta transcription factor;INO80 complex subunit S;NF-E1;Yin and yang 1;YY-1;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)