

— ABLYBIO, Help Your Research



SCARB1 Rabbit mAb

货号: **AA Y2034**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	61kD
实测分子量	80kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1036.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	SCARB1 CD36L1 CLA1;Scavenger receptor class B member 1 (SRB1) (CD36 and LIMPII analogous 1) (CLA-1) (CD36 antigen-like 1) (Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1) (SR-BI) (CD antigen C D36);
Swiss	
别名	SCARB1 CD36L1 CLA1;Scavenger receptor class B member 1 (SRB1) (CD36 and LIMPII analogous 1) (CLA-1) (CD36 antigen-like 1) (Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1) (SR-BI) (CD antigen C D36);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)