

— ABLYBIO, Help Your Research



# Nrf2 (Phospho Ser40) Rabbit mAb

货号: **AA Y2059**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1:1000 <b>WB:</b> 1:10000-1:50000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	68kD
实测分子量	100kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1061.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	NFE2L2 NRF2;NRF2(Phospho-Ser40);Nuclear factor erythroid 2-related factor 2;NF-E2-related factor 2;NFE 2-related factor 2;HEBP1;Nuclear factor, erythroid derived 2, like 2;
Swiss	
别名	NFE2L2 NRF2;NRF2(Phospho-Ser40);Nuclear factor erythroid 2-related factor 2;NF-E2-related factor 2;NFE 2-related factor 2;HEBP1;Nuclear factor, erythroid derived 2, like 2;

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)