

— ABLYBIO, Help Your Research



SMC1 Rabbit mAb

货号: **AA2065**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF IP ELISA |
| 推荐浓度 | IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200 |
| 理论分子量 | 143kD |
| 实测分子量 | 145kD |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1067. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|---|
| 研究背景 | |
| 基因ID | |
| 基因名 | SMC1A;Structural maintenance of chromosomes protein 1A;SMC1A;DXS423E;KIAA0178;SB1.8;SMC1;SMC 1L1;Structural maintenance of chromosomes protein 1A;SMC protein 1A;SMC-1-alpha;SMC-1A;Sb1.8 |
| Swiss | |
| 别名 | SMC1A;Structural maintenance of chromosomes protein 1A;SMC1A;DXS423E;KIAA0178;SB1.8;SMC1;SMC 1L1;Structural maintenance of chromosomes protein 1A;SMC protein 1A;SMC-1-alpha;SMC-1A;Sb1.8 |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)