

— ABLYBIO, Help Your Research



UQCRFS1 Rabbit mAb

货号: **AA Y2069**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:500-1:2000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	30kD
实测分子量	24kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1071.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	UQCRFS1;Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial (Complex III subunit 5) (Cytochrome b-c1 complex subunit 5) (Rieske iron-sulfur protein) (RISP) (Ubiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit);
Swiss	
别名	UQCRFS1;Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial (Complex III subunit 5) (Cytochrome b-c1 complex subunit 5) (Rieske iron-sulfur protein) (RISP) (Ubiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)