

— ABLYBIO, Help Your Research



Ubiquitin K63 Rabbit mAb

货号: **AA Y2081**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:400-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	77kD
实测分子量	16-300kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1083.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	UB;Ubiquitin;UBB;Polyubiquitin-B;UBC;Polyubiquitin-C;RPS27A;UBA80;UBCEP1;Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a;Ubiquitin carboxyl extension protein 80;UBA52;UBCEP2;Ubiquitin-60S ribosomal protein L40;CEP52;Ubiquitin A-52 residue ribosomal pr;Ubiquitin K48;
Swiss	
别名	UB;Ubiquitin;UBB;Polyubiquitin-B;UBC;Polyubiquitin-C;RPS27A;UBA80;UBCEP1;Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a;Ubiquitin carboxyl extension protein 80;UBA52;UBCEP2;Ubiquitin-60S ribosomal protein L40;CEP52;Ubiquitin A-52 residue ribosomal pr;Ubiquitin K48;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)