

— ABLYBIO, Help Your Research



ERO1L Rabbit mAb

货号: **AA Y2112**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:1000-1:4000 WB: 1:1000-1:20000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	54kD
实测分子量	65kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1114.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	ERO1L UNQ434/PRO865;ERO1-like protein alpha (ERO1-L) (ERO1-L-alpha) (Endoplasmic oxidoreductin-1-like protein) (Oxidoreductin-1-L-alpha);
Swiss	
别名	ERO1L UNQ434/PRO865;ERO1-like protein alpha (ERO1-L) (ERO1-L-alpha) (Endoplasmic oxidoreductin-1-like protein) (Oxidoreductin-1-L-alpha);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)