

— ABLYBIO, Help Your Research



CD161 Rabbit mAb

货号: **AA Y2124**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:100-1:200 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1126.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	KLRB1;Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1;KLRB1;CLEC5B;NKRP1A;Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1;C-type lectin domain family 5 member B;HNKR-P1a;NKR-P1A;Natural killer cell surface protein P1A;CD161
Swiss	
别名	KLRB1;Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1;KLRB1;CLEC5B;NKRP1A;Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1;C-type lectin domain family 5 member B;HNKR-P1a;NKR-P1A;Natural killer cell surface protein P1A;CD161

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)