

— ABLYBIO, Help Your Research



IKK- α/β (Phospho Ser176/180) Rabbit mAb

货号: **AA Y2165**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	85kD,87kD
实测分子量	80kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1167.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	CHUK/IKBKB;Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha;CHUK;IKKA;TCF16;Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha;l-kappa-B kinase alpha;IKK-A;IKK-alpha;IkBKA;IkappaB kinase;Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase;l-kappa-B kinase 1;IKK1;Nuclear factor NF-kappa-B
Swiss	
别名	CHUK/IKBKB;Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha;CHUK;IKKA;TCF16;Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha;l-kappa-B kinase alpha;IKK-A;IKK-alpha;IkBKA;IkappaB kinase;Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase;l-kappa-B kinase 1;IKK1;Nuclear factor NF-kappa-B

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)