

— ABLYBIO, Help Your Research



FBXW7 Rabbit mAb

货号: **AA2172**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	79kD
实测分子量	110kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1174.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	FBXW7 FBW7 FBX30 SEL10;F-box/WD repeat-containing protein 7 (Archipelago homolog) (hAgo) (F-box and WD-40 domain-containing protein 7) (F-box protein FBX30) (SEL-10) (hCdc4);
Swiss	
别名	FBXW7 FBW7 FBX30 SEL10;F-box/WD repeat-containing protein 7 (Archipelago homolog) (hAgo) (F-box and WD-40 domain-containing protein 7) (F-box protein FBX30) (SEL-10) (hCdc4);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)