

— ABLYBIO, Help Your Research



# Cytokeratin 1 Rabbit mAb

货号: **AA Y2192**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1:1000 <b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	66kD
实测分子量	66kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1194.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

<b>基因ID</b>	
<b>基因名</b>	KRT1 KRTA;Keratin, type II cytoskeletal 1 (67 kDa cytokeratin) (Cytokeratin-1) (CK-1) (Hair alpha protein) (Keratin-1) (K1) (Type-II keratin Kb1);67 kDa cytokeRatin;CK-1;CK1;CytokeRatin-1;CytokeRatin1;EHK;EHK 1;Epidermolytic hyperkeRatosis 1;EPPK;Hair alpha protein;K1;K2C1_HUMAN;KeRatin;KeRatin type II cytosk eletal 1;KeRatin-1;KeRatin1;KRT 1;Krt1;KRT1A;NEPPK;type II cytoskeletal 1;Type II keRatin Kb1;Type-II keR atin Kb1
<b>Swiss</b>	
<b>别名</b>	KRT1 KRTA;Keratin, type II cytoskeletal 1 (67 kDa cytokeratin) (Cytokeratin-1) (CK-1) (Hair alpha protein) (Keratin-1) (K1) (Type-II keratin Kb1);67 kDa cytokeRatin;CK-1;CK1;CytokeRatin-1;CytokeRatin1;EHK;EHK 1;Epidermolytic hyperkeRatosis 1;EPPK;Hair alpha protein;K1;K2C1_HUMAN;KeRatin;KeRatin type II cytosk eletal 1;KeRatin-1;KeRatin1;KRT 1;Krt1;KRT1A;NEPPK;type II cytoskeletal 1;Type II keRatin Kb1;Type-II keR atin Kb1

**产品验证****实验步骤**

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)