

— ABLYBIO, Help Your Research



CD47 Rabbit mAb

货号: **AA Y2197**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	35kD
实测分子量	52kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1199.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	CD47;Leukocyte surface antigen CD47;CD47;MER6;Leukocyte surface antigen CD47;Antigenic surface de terminant protein OA3;Integrin-associated protein;IAP;Protein MER6;CD47
Swiss	
别名	CD47;Leukocyte surface antigen CD47;CD47;MER6;Leukocyte surface antigen CD47;Antigenic surface de terminant protein OA3;Integrin-associated protein;IAP;Protein MER6;CD47

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)