

— ABLYBIO, Help Your Research



# Galectin-1 Rabbit mAb

货号: **AA Y2209**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:500-1:2000 <b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000 <b>IP:</b> 1:50-1:200
理论分子量	15kD
实测分子量	15kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1211.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	LGALS1;Galectin-1;LGALS1;Galectin-1;Gal-1;14 kDa laminin-binding protein;HLBP14;14 kDa lectin;Beta-galactoside-binding lectin L-14-I;Galaptin;HBL;HPL;Lactose-binding lectin 1;Lectin galactoside-binding soluble 1;Putative MAPK-activating protein P
Swiss	
别名	LGALS1;Galectin-1;LGALS1;Galectin-1;Gal-1;14 kDa laminin-binding protein;HLBP14;14 kDa lectin;Beta-galactoside-binding lectin L-14-I;Galaptin;HBL;HPL;Lactose-binding lectin 1;Lectin galactoside-binding soluble 1;Putative MAPK-activating protein P

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)