

— ABLYBIO, Help Your Research



TIMP1 Rabbit mAb

货号: **AA Y2218**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	23kD
实测分子量	26kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1220.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	TIMP1;Metalloproteinase inhibitor 1;TIMP1;CLGI;TIMP;Metalloproteinase inhibitor 1;Erythroid-potentiating activity;EPA;Fibroblast collagenase inhibitor;Collagenase inhibitor;Tissue inhibitor of metalloproteinases 1;TIMP-1
Swiss	
别名	TIMP1;Metalloproteinase inhibitor 1;TIMP1;CLGI;TIMP;Metalloproteinase inhibitor 1;Erythroid-potentiating activity;EPA;Fibroblast collagenase inhibitor;Collagenase inhibitor;Tissue inhibitor of metalloproteinases 1;TIMP-1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)