

— ABLYBIO, Help Your Research



SLP-76 Rabbit mAb

货号: **AA Y2238**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:100-1:200 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	60kD
实测分子量	70kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.1240.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	LCP2;Lymphocyte cytosolic protein 2;LCP2;Lymphocyte cytosolic protein 2;SH2 domain-containing leukocyte protein of 76 kDa;SLP-76 tyrosine phosphoprotein;SLP76
Swiss	
别名	LCP2;Lymphocyte cytosolic protein 2;LCP2;Lymphocyte cytosolic protein 2;SH2 domain-containing leukocyte protein of 76 kDa;SLP-76 tyrosine phosphoprotein;SLP76

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)