

— ABLYBIO, Help Your Research



REV3L Antibody

货号: **ABY1012**

产品信息

反应	Human, Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	IHC: 1:50-1:200, WB 1:500-1:2000
理论分子量	353kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Catalytic subunit of the DNA polymerase zeta complex, an error-prone polymerase specialized in translesion on DNA synthesis (TLS). Lacks an intrinsic 3'-5' exonuclease activity and thus has no proofreading function. .
------	---

基因ID	5980
基因名	REV3L
Swiss	O60673
别名	Catalytic subunit of DNA polymerase zeta; Polymerase DNA zeta; POLZ; RAD54 like; REV3 yeast homolog like; Sez4; Yeast homolog of Rev 3;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)