

— ABLYBIO, Help Your Research



CKS2 Antibody

货号: **ABY1024**

产品信息

反应	Human, Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:200, IF/ICC 1:100-1:500
理论分子量	10kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat liver
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	CKS2 protein binds to the catalytic subunit of the cyclin dependent kinases and is essential for their biological function. The CKS2 mRNA is found to be expressed in different patterns through the cell cycle in HeLa cells, which reflects specialized role for the encoded protein.
------	---

基因ID	1164
基因名	CKS2
Swiss	P33552
别名	CDC28; CDC28 protein kinase 2; CDC28 protein kinase regulatory subunit 2; CKS 2; CKS-2; CKS1(S. cerevisiae Cdc28/Cdc2 kinase subunit) homolog 2; Cks2; CKS2_HUMAN; CKSHS2; Cyclin dependent kinases regulatory subunit 2; Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)