

— ABLYBIO, Help Your Research



CDH19 Antibody

货号: **ABY1040**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500-1:1000, IF/ICC 1:100-1:500
理论分子量	87kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,LO2
细胞定位	Cell membrane; Single-pass type I membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is one of three related type II cadherin genes situated in a cluster on chromosome 18. The encoded protein is a calcium dependent cell-cell adhesion glycoprotein containing five extracellular cadherin repeats. Loss of cadherins may be associated with cancer formation. Alternative splicing results in multiple transcript variants for this gene.
------	--

基因ID	28513
基因名	CDH19
Swiss	Q9H159
别名	CAD19_HUMAN; Cadherin 19, type 2; Cadherin-19; CDH 19; CDH19; CDH7; CDH7L2; PRO941; UNQ478;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)