

— ABLYBIO, Help Your Research



HOXB3 Antibody

货号: **ABY1058**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000, IF/ICC 1:100-1:500, IHC 1:50-1:200
理论分子量	44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.4.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.
------	---

基因ID	3213
基因名	HOXB3
Swiss	P14651
别名	Homeo box 2G; Homeo box B3; Homeobox B3; Homeobox protein Hox-2.7; Homeobox protein Hox-2G; Homeobox protein Hox-B3; Homeobox protein HoxB3; Hox 2.7; HOX 2G; HOX2; Hox2.7; HOX2G; HOXB3; HXB3_HUMAN;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)