

— ABLYBIO, Help Your Research



RHOB Antibody

货号: **ABY1066**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:200, IF/ICC 1:100-1:500
理论分子量	22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HCT116,SK-BR-3,Daudi,Mouse brain,Rat lung
细胞定位	Late endosome membrane; Lipid-anchor. Cell
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	RHOB (ras homolog family member B) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include GDP binding and GTP binding. An important paralog of this gene is RND1.
------	--

基因ID	388
基因名	RHOB
Swiss	P62745
别名	Aplysia RAS-related homolog 6; ARH6; ARHB; H6; MST081; MSTP081; oncogene RHO H6; ras homolog family member B; ras homolog gene family, member B; Rho cDNA clone 6; Rho related GTP binding protein RhoB Precursor; Rho-related GTP-binding protein RhoB; Rhob; RHOB_HUMAN; RHOH6;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)