

— ABLYBIO, Help Your Research



# USP30 Antibody

货号: **ABY1069**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500-1:2000,, IHC 1:50-1:200, IF/ICC 1:100-1:500
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Rat lung
细胞定位	Mitochondrion outer membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	USP30, a member of the ubiquitin-specific protease family (see USP1, MIM 603478), is a novel mitochondrial deubiquitinating (DUB) enzyme (Nakamura and Hirose, 2008 [PubMed 18287522]).[supplied by OMIM, Dec 2008]
------	---

基因ID	84749
基因名	USP30
Swiss	Q70CQ3
别名	Deubiquitinating enzyme 30; FLJ40511; Ub-specific protease 30; Ubiquitin carboxyl terminal hydrolase 30; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 30; Ubiquitin specific peptidase 30; Ubiquitin specific processing protease 30; Ubiquitin thioesterase 30; Ubiquitin thiolesterase 30; Ubiquitin-specific-processing protease 30; UBP30_HUMAN; usp30

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)