

— ABLYBIO, Help Your Research



SALL1 Antibody

货号: **ABY1099**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000, IF/ICC 1:100-1:500
理论分子量	140kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Transcriptional repressor involved in organogenesis. Plays an essential role in ureteric bud invasion during kidney development. .
------	--

基因ID	6299
基因名	SALL1
Swiss	Q9NSC2
别名	HSal1; Sal like protein 1; Sal-1; Sal-like protein 1; Sal1; SALL1; SALL1_HUMAN; Spalt-like transcription factor 1; TBS; Zinc finger protein 794; Zinc finger protein SALL1; Zinc finger protein Spalt-1;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)