

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-IGF1R/Insulin Receptor (Tyr1161/Tyr1185) pAb

货号: **ABY1153**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000
理论分子量	156kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,Mouse brain
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

