

— ABLYBIO, Help Your Research



# Phospho-IRS-1 (Ser302) pAb

货号: **ABY1162**

## 产品信息

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human, Mouse, Rat                                                                             |
| 宿主    | Rabbit                                                                                        |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                    |
| 预测反应  |                                                                                               |
| 应用    | WB IHC                                                                                        |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:200                                                       |
| 理论分子量 | 132kDa                                                                                        |
| 实测分子量 |                                                                                               |
| 形式    | Liquid                                                                                        |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                  |
| 阳性对照  | 293T,293T                                                                                     |
| 细胞定位  | Cytoplasm . Nucleus                                                                           |
| 纯化    | 亲和纯化                                                                                          |

## 抗原信息

|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基因ID  | 3667                                                                                             |
| 基因名   | IRS1                                                                                             |
| Swiss | P35568                                                                                           |
| 别名    | HIRS 1; HIRS1; Insulin receptor substrate 1; IRS 1; IRS-1; IRS1; IRS1_HUMAN; OTTHUMP00000164234; |

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)