

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-c-Fos (Ser362) pAb

货号: **ABY1220**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:200, IF/ICC 1:100-1:500
理论分子量	41kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Nucleus. Endoplasmic reticulum. Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The Fos gene family consists of 4 members: FOS, FOSB, FOSL1, and FOSL2. These genes encode leucine zipper proteins that can dimerize with proteins of the JUN family, thereby forming the transcription factor complex AP-1. As such, the FOS proteins have been implicated as regulators of cell proliferation, differentiation, and transformation. In some cases, expression of the FOS gene has also been associated with apoptotic cell death.
基因ID	2353
基因名	FOS
Swiss	P01100
别名	Activator protein 1; AP 1; C FOS; Cellular oncogene c fos; Cellular oncogene fos; FBJ murine osteosarcoma viral (v fos) oncogene homolog (oncogene FOS); FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog; FBJ murine osteosarcoma viral v fos oncogene homolog; FBJ Osteosarcoma Virus; FOS; FOS protein; FOS_HUMAN; G0/G1 switch regulatory protein 7; G0/G1 switch regulatory protein 7; G0S7; Oncogene FOS; p55; proto oncogene c Fos; Proto oncogene protein c fos; Proto-oncogene c-Fos; v fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)