

# c-Jun

货号: **ABY1287**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:200, IP, IF/ICC 1:100-1:500
理论分子量	36kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HT-1080,NIH/3T3
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
------	---

基因ID	3725
基因名	JUN
Swiss	P05412
别名	Activator protein 1; AP 1; AP1; cJun; Enhancer Binding Protein AP1; Jun Activation Domain Binding Protein; JUN; Jun oncogene; JUN protein; Jun proto oncogene; JUN_HUMAN; JUNC; Oncogene JUN; p39; Proto oncogene c jun; Proto oncogene cJun; Proto-oncogene c-jun; Transcription Factor AP 1; Transcription factor AP-1; Transcription Factor AP1; V jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; V jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian); V jun sarcoma virus 17 oncogene homolog; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; vJun Avian Sarcoma Virus 17 Oncogene Homolog;

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)