

— ABLYBIO, Help Your Research



FUNDC1

货号: **ABY1307**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500-1:2000
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.5.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse brain
细胞定位	Mitochondrion outer membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein with a FUN14 superfamily domain. The function of the encoded protein is not known.
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基因ID	139341
基因名	FUNDC1
Swiss	Q8IVP5
别名	FUN14 domain containing 1; FUN14 domain containing protein 1; FUN14 domain-containing protein 1; FUN14_HUMAN; fundc1;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)