


# DMT-dA(bz) Phosphoramidite

货号: **AYB26776**



## 产品信息

生物活性	DMT-dA(bz) Phosphoramidite is typically used in the synthesis of DNA.
CAS	98796-53-3
中文名称	
分子量	857.93
体外研究	
体内研究	
形式	Solid
运输条件	Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
保存条件	-20°C, protect from light, stored under nitrogen

溶解性	<p><b>In Vitro:</b>  <b>DMSO : 25 mg/mL (29.14 mM);</b> ultrasonic and warming and heat to 80°C)</p> <p>配制储备液</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>浓度</th> <th>溶剂</th> <th>体积</th> <th>质量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 mM</td> <td>1.1656 mL</td> <td>5.8280 mL</td> <td>11.6560 mL</td> </tr> <tr> <td>5 mM</td> <td>0.2331 mL</td> <td>1.1656 mL</td> <td>2.3312 mL</td> </tr> <tr> <td>10 mM</td> <td>0.1166 mL</td> <td>0.5828 mL</td> <td>1.1656 mL</td> </tr> </tbody> </table> <p>*</p> <p>请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液；一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。</p> <p>储备液的保存方式和期限：-80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)。-80°C 储存时，请在 6 个月内使用，-20°C 储存时，请在 1 个月内使用。</p> <p><b>In Vivo:</b>  请根据您的<a href="#">实验动物和给药方式</a>选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 <b>In Vitro</b> 方式配制澄清的储备液，再依次添加助溶剂：</p> <p>——为保证实验结果的可靠性，澄清的储备液可以根据储存条件，适当保存；体内实验的工作液，建议您现用现配，当天使用；以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比；如在配制过程中出现沉淀、析出现象，可以通过加热和/或超声的方式助溶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <p>请依序添加每种溶剂： 10% DMSO 40% <a href="#">PEG300</a> 5% <a href="#">Tween-80</a> 45% saline</p> <p>Solubility: 2.5 mg/mL (2.91 mM); Suspended solution; Need ultrasonic</p> <p>此方案可获得 2.5 mg/mL (2.91 mM) 的均匀悬浊液，悬浊液可用于口服和腹腔注射。</p> <p>以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中，混合均匀；向上述体系中加入 50 μL Tween-80，混合均匀；然后继续加入 450 μL 生理盐水定容至 1 mL。</p> <p>将 0.9 g 氯化钠，完全溶解于 100 mL ddH<sub>2</sub>O 中，得到澄清透明的生理盐水溶液</p> </li> <li>2. <p>请依序添加每种溶剂： 10% DMSO 90% <a href="#">corn oil</a></p> <p>Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (2.91 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (2.91 mM，饱和度未知) 的澄清溶液，此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。</p> <p>以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中，混合均匀。</p> </li> </ul> <p>*以上所有助溶剂都可在 <a href="#">MCE 网站</a> 选购。</p>	浓度	溶剂	体积	质量	1 mM	1.1656 mL	5.8280 mL	11.6560 mL	5 mM	0.2331 mL	1.1656 mL	2.3312 mL	10 mM	0.1166 mL	0.5828 mL	1.1656 mL
浓度	溶剂	体积	质量														
1 mM	1.1656 mL	5.8280 mL	11.6560 mL														
5 mM	0.2331 mL	1.1656 mL	2.3312 mL														
10 mM	0.1166 mL	0.5828 mL	1.1656 mL														
纯度	≥98.0%																