


Ibacinabine

货号: **AYB26784**



产品信息

| | |
|------|--|
| 生物活性 | Ibacinabine, an antiviral compound, can be used for gene sequencing. |
| CAS | 611-53-0 |
| 中文名称 | |
| 分子量 | 353.11 |
| 体外研究 | |
| 体内研究 | |
| 形式 | Solid |
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
| 保存条件 | 4°C, protect from light |

| 溶解性 | <p>In Vitro: DMSO : 100 mg/mL (283.20 mM; Need ultrasonic)</p> <p>配制储备液</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>浓度</th> <th>溶剂</th> <th>体积</th> <th>质量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 mM</td> <td>2.8320 mL</td> <td>14.1599 mL</td> <td>28.3198 mL</td> </tr> <tr> <td>5 mM</td> <td>0.5664 mL</td> <td>2.8320 mL</td> <td>5.6640 mL</td> </tr> <tr> <td>10 mM</td> <td>0.2832 mL</td> <td>1.4160 mL</td> <td>2.8320 mL</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液；一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限：-80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C 储存时，请在 6 个月内使用，-20°C 储存时，请在 1 个月内使用。</p> <p>In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液，再依次添加助溶剂：</p> <p>——为保证实验结果的可靠性，澄清的储备液可以根据储存条件，适当保存；体内实验的工作液，建议您现用现配，当天使用；以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比；如在配制过程中出现沉淀、析出现象，可以通过加热和/或超声的方式助溶</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. 请依序添加每种溶剂： 10% DMSO 40% PEG300 5% Tween-80 45% saline Solubility: ≥ 1.25 mg/mL (3.54 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 1.25 mg/mL (3.54 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 12.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中，混合均匀；向上述体系中加入 50 μL Tween-80，混合均匀；然后继续加入 450 μL 生理盐水定容至 1 mL。 将 0.9 g 氯化钠，完全溶解于 100 mL ddH₂O 中，得到澄清透明的生理盐水溶液 • 2. 请依序添加每种溶剂： 10% DMSO 90% (20% SBE-β-CD in saline) Solubility: ≥ 1.25 mg/mL (3.54 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 1.25 mg/mL (3.54 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 12.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液中，混合均匀。 将 2 g 磺丁基醚 β-环糊精加入 5 mL 生理盐水中，再用生理盐水定容至 10 mL，完全溶解，澄清透明 • 3. 请依序添加每种溶剂： 10% DMSO 90% corn oil Solubility: ≥ 1.25 mg/mL (3.54 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 1.25 mg/mL (3.54 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液，此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。 以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 12.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中，混合均匀。 *以上所有助溶剂都可在 MCE 网站选购。 | 浓度 | 溶剂 | 体积 | 质量 | 1 mM | 2.8320 mL | 14.1599 mL | 28.3198 mL | 5 mM | 0.5664 mL | 2.8320 mL | 5.6640 mL | 10 mM | 0.2832 mL | 1.4160 mL | 2.8320 mL |
|-------|---|------------|------------|----|----|------|-----------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 浓度 | 溶剂 | 体积 | 质量 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 mM | 2.8320 mL | 14.1599 mL | 28.3198 mL | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 mM | 0.5664 mL | 2.8320 mL | 5.6640 mL | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 mM | 0.2832 mL | 1.4160 mL | 2.8320 mL | | | | | | | | | | | | | | |
| 纯度 | $\geq 98.0\%$ | | | | | | | | | | | | | | | | |