

— ABLYBIO, Help Your Research



# Goat Anti Rabbit IgG (H+L)-HRP

货号: **AYD10002**

## 产品信息

反应	Rabbit
宿主	
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IHC:</b> 1:1000-1:2000 <b>ELISA:</b> 1:2000-1:100000
应用	IHC IP FC ELISA WB
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Supplied in PBS, 50% Glycerol, 0.1% BSA. Stable for 12 months from date of receipt.
偶联物	HRP
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Rabbit IgG
------	------------

## 靶点信息

研究背景	Secondary antibodies provide signal detection and amplification along with extending the utility of an antibody through conjugation to proteins. Secondary antibodies bind to primary antibodies, which are directly bound to the target antigen(s).
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基因ID	
基因名	
Swiss	
别名	

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)