

— ABLYBIO, Help Your Research



MARS (YD19097) Rabbit mAb

货号: **AYD11003**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	101kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SGC-7901,HepG2,HeLa,SW480,HT-1080
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Nucleus, nucleolus
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the class I family of aminoacyl-tRNA synthetases. These enzymes play a critical role in protein biosynthesis by charging tRNAs with their cognate amino acids. The encoded protein is a component of the multi-tRNA synthetase complex and catalyzes the ligation of methionine to tRNA molecules.
------	--

基因ID	4141
基因名	MARS1
Swiss	P56192 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P56192/entry)
别名	MARS (YD19097),MARS (YD19097) Rabbit mAb,MARS1,Methionyl-tRNA synthetase,MARS

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)