

Mannose Receptor (YD12053) Rabbit mAb

货号: **AYD11007**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	166kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen,Rat liver
细胞定位	Endosome membrane, Cell membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The recognition of complex carbohydrate structures on glycoproteins is an important part of several biological processes, including cell-cell recognition, serum glycoprotein turnover, and neutralization of pathogens. The protein encoded by this gene is a type I membrane receptor that mediates the endocytosis of glycoproteins by macrophages. The protein has been shown to bind high-mannose structures on the surface of potentially pathogenic viruses, bacteria, and fungi so that they can be neutralized by phagocytic engulfment.
基因ID	4360
基因名	MRC1

Swiss	P22897
别名	Mannose Receptor (YD12053)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn