

NUR77 (YD12116) Rabbit mAb

货号: **AYD11015**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	64kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm, cytosol, Mitochondrion
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the steroid-thyroid hormone-retinoid receptor superfamily. Expression is induced by phytohemagglutinin in human lymphocytes and by serum stimulation of arrested fibroblasts. The encoded protein acts as a nuclear transcription factor. Translocation of the protein from the nucleus to mitochondria induces apoptosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	3164
基因名	NR4A1
Swiss	P22736

别名	NUR77 (YD12116)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn