

GSDMD (YD16740) Rabbit mAb

货号: **AYD11033**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Inflammasome, Cell membrane, Secreted, Mitochondrion membrane, Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Precursor of a pore-forming protein that plays a key role in host defense against pathogen infection and danger signals (PubMed:26375003, PubMed:26375259, PubMed:26611636, PubMed:27383986, PubMed:27385778, PubMed:27418190). This form constitutes the precursor of the pore-forming protein: upon cleavage, the released N-terminal moiety (Gasdermin-D, N-terminal) binds to membranes and forms pores, triggering pyroptosis (PubMed:26375003, PubMed:26375259, PubMed:26611636, PubMed:27383986, PubMed:27385778, PubMed:27418190)
基因ID	3134
基因名	Gsdmd
Swiss	Q9D8T2

别名	GSDMD (YD16740)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn