

— ABLYBIO, Help Your Research



# RFP (YD11548) Rabbit mAb

货号: **AYD11039**

## 产品信息

反应	
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Pigment protein
基因ID	3134

基因名	
Swiss	Q8ISF8 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8ISF8/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8ISF8/entry</a> )
别名	RFP (YD11548),RFP (YD11548) Rabbit mAb,GFP-like chromoprotein

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)