

His Tag (YD18572) Rabbit mAb

货号: **AYD11051**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Transfected |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P FC IP |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | |


抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|-------------------|
| 研究背景 | |
| 基因ID | |
| 基因名 | |
| Swiss | |
| 别名 | His Tag (YD18572) |

产品验证



1.Multi-tag Protein
2.Multi-tag Protein in 293
3.Multi-tag Protein in HeLa

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn