

Firefly Luciferase (YD14244) Rabbit mAb

货号: **AYD11061**

产品信息

反应	Other
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	61kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Peroxisome
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Produces green light with a wavelength of 562 nm
基因ID	3134
基因名	
Swiss	P08659
别名	Firefly Luciferase (YD14244)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn